

Bittium OmegaSnap™ ECG 電極

Bittium のウェアラブル パッチ電極は、次の目的で Bittium Faros™ ECG デバイスとともに使用することを目的としています。

心臓 ECG 信号の測定。Bittium は、1、2、または 3 チャネルで ECG を測定するためのさまざまなパッチ電極を提供し、再利用可能な Bittium OmegaSnap™ アダプターを介して Bittium Faros™ デバイスに接続します。



Bittium OmegaSnap™ Adapter
Bittium OmegaSnap™ 1-CH ECG
Electrode



Bittium Faros™ Accessories Available:

- Bittium OmegaSnap™ patch electrodes
- 2-electrode cable set
- 3-electrode cable set
- 5-electrode cable set
- Bittium SafePort docking station



Bittium

Bittium は、高度な生体信号処理において 30 年以上の専門知識を持つ信頼できる北欧企業です。

Bittium は、心臓病学、神経生理学と神経科学、家庭用睡眠時無呼吸検査の分野での生体信号測定の為の医療技術製品とソリューションを提供しています。

製品は欧州連合の医療 CE 要件を満たしており、Bittium Faros デバイスは FDA 510(k) もクリアしています。

心臓モニタリング用の医療製品
心臓モニターおよび分析ソフトウェア

Bittium Faros™ 180
Bittium Faros™ 360
Bittium Cardiac Navigator™ Software

医療サービスプラットフォームソリューション

Bittium
MedicalSuite™
Bittium Holter™*
Bittium
HolterPlus™*

CE 認定の Bittium Faros™ および Bittium Cardiac Navigator™ 製品を使用したシステム

medical@bittium.com
www.bittium.com

Copyright © 2022 Bittium. All rights reserved.

学術研究用

Reliable Versatility for ECG

心臓モニタリング用 Bittium Faros™ ECG デバイス



Bittium

Bittium Faros™ 360

Bittium Faros™ 180



心臓モニタリング用の 1 ~ 3
チャンネル

多用途の 1 チャンネル ECG デバイス
最大7日間の継続監視が可能

ECG channel count	1-, 2- or 3 -channel ECG
IP rating	IP67 (waterproof)
ECG sampling	up to 1000 Hz, adjustable
3D acceleration sampling	up to 100 Hz, adjustable
Patient type	Adult, Pediatric
Bluetooth	BT Classic (BR/EDR) interface
Memory capacity	up to 180 days *
Recharging time	ca. 1.5 hours
Data transfer	Micro-USB download
Data format	EDF
Battery life	up to 7 days *

Bittium Faros™ 360 基本パッケージ: Faros™ 360 防水センサー、使い捨てスナップオン電極を使用するための 5 電極ケーブルセット、Bittium OmegaSnap マルチ CH アダプター、データの充電とダウンロード用の USB ケーブル、Faros Manager ソフトウェア。



ECG channel count	1- channel ECG
IP rating	IP67 (waterproof)
ECG sampling	up to 1000 Hz, adjustable
3D acceleration sampling	up to 100 Hz, adjustable
Patient type	Adult, Pediatric
Bluetooth	BT Classic (BR/EDR) interface
Memory capacity	up to 180 days *
Recharging time	ca. 1.5 hours
Data transfer	Micro-USB download
Data format	EDF
Battery life	up to 7days *

Bittium Faros™ 180 基本パッケージ: Faros™ 180 防水センサー、使い捨てスナップオン電極を使用するための 3 電極ケーブルセット、Bittium OmegaSnap 1-CH アダプター、データの充電とダウンロード用の USB ケーブル、Faros Manager ソフトウェア

お問い合わせ・ご用命は下記まで

有限会社メディカルトライシステム
東京都小平市小川東町4-5-12
042-332-6102
URL : <http://www.medical-trys.com>
輸入元 : 株式会社グッドケア
製造元 : Bittium社 (フィンランド)