

PCPS 用自動記録システム

# Kiwami PCPS

MTS-0930

さらなる高みへ

進化したPCPS自動記録システム



Medical Try System

# シンプルからエンハンスまで。 フィールドに適した *Kiwami* の形がある。



## ■ 独自に開発したDJHテクノロジーで 自由度の高いレイアウトを提供！

Kiwamiシリーズ用に弊社が独自に開発したDJHテクノロジーにより、自由度の高い画面レイアウトが可能になりました。これにより施設にあった操作系・表示系を構築することができ、従来の製品に比べ、大幅に使いやすくなりました。



Built-in DJH Technology.

## ■ 計算式による拡張が可能！

ユーザ自身が計算式を自由に登録することで、装置から出力されないパラメータの視覚化が可能になりました。式には四則演算に加え関数を使用できるなど、高い演算機能を提供します。

## ■ 圧倒的な記録時間！

1症例辺り最大90日間の連続記録が可能です。これによりPCPSに加えECMOなどでも利用できるようになりました。



## ■ 高い操作性！

タッチパネルに特化した入力インターフェースを採用。可能な限り少ない操作で入力可能に。スムーズな記録を提供します。



## オプションによりさらに使いやすく

### ●レイアウト追加

オプションにより、最大6画面まで増設が可能。これにより症例ごとに画面を分けるなど、使い方の幅が広がります。

### ●点検記録機能

補助循環運転中に欠かせない点検記録も合わせて記録できるようになります。点検項目は文章のほか、画像を合わせて提示できる為、不慣れな方にもわかりやすく簡単に記録できます。

製品名	Kiwami PCPS
型番	MTS-0930
画面サイズ	10～11inch
レイアウト数	3 (6) 画面
接続機器数	2 (10) 機種*1
接続機器種別	遠心ポンプ、生体モニタ、連続ガス分析装置、酸素飽和度モニタ、電子ブレンダー、圧力モニタ、呼吸器*2
連続記録時間	90日
入力端子	RS232C x 4 / USB 2.0 x 2
出力形式	レポート=PDF形式 収録データ=CSV形式
オプション機能	点検記録

( )内はオプション。

\*1 同時接続できる機器数は入力端子数によります。

\*2 対応していない機器もありますので、必ずお問い合わせください。

※本システムは医療機器ではありません。  
 ※本カタログ記載の商品名・ソフト名などは該当製品製造各社の商標および登録商標であることを明記し、カタログ上での記載は省略させていただきます。  
 ※仕様および外観は予告なく変更することがあります。  
 ※本カタログの記載内容は2020年5月現在のものです。

お問合せ・ご用命は下記まで

有限会社 **メディカルトライシステム**

〒187-0031 東京都小平市小川東町4-5-12

TEL. 042-332-6102 FAX. 042-332-6103

<http://www.medical-trys.com>