

認知機能テストプログラム

本プログラムでは、認知機能のテストが行えます。パソコンのモニター上のランダムな位置に表示される数字（1, 2, 3, ...）を順番にクリックして、その正誤や反応時間を記録します。



◆ 課題条件の設定

課題条件は、提示する文字の種類（数字/平仮名）や1度に呈示する文字数、クリック範囲の大きさ、色等を画面上で設定できます。

◆ コメント入力・CSV保存機能

コメントを入力して課題を行うと、自動的にCSV形式に保存されます。ファイル名はコメントから作成されるため、データ管理が容易です。CSV形式なので表計算ソフトで活用できます。

◆ 豊富な課題パターン

課題の動作を3パターンから選択できます。または複数パターンを連続して実施することも可能です。

（①文字色を変える、②クリックされた文字が消えて新しい文字が出る、③文字の位置を移動させる）
また、コントロール課題として3パターンから選択できます。

（① 1文字ずつ表示、②どれをクリックしても進む、③整列して表示）

【システム要件】 OS:Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10, CPU:1GHz 以上、メモリ:2GB 以上、モニター:800×600 以上。