

心肺データシステム固定架台

CAP91-501

概要・特長



実際にノートを載せた例

この架台は、人工心肺装置のポールに取り付け、使用するパソコン用架台です。人工心肺操作記録支援システムで使用するノートパソコンを手元の操作し易い位置に設置することができます。

架台は適度な負荷にて 130 度フリーに回転し、アームは、途中で 130 度可動することが可能です。台の下には USB-RS4ch アイソレーション BOX(CAP91-305)を搭載することも可能です。



上面



下面

仕様

最大荷重	7Kg
架台外形寸法(mm)	350(W) × 300(D) × 5(H)
アーム外形寸法(mm)	385(L)
全体の最大長(mm)	580(L)
質量	3Kg

#20040526